

KDF



歯科用切削加工用セラミックス

ZircoArt

ジルコアート

KDFからジルコニアが登場！

単色、5層グラデーション (MT,HT)の
ラインナップで幅広い症例に対応


一般的名称: 歯科用切削加工用セラミックス
分類: 管理医療機器(クラスⅡ)
認証番号: 228AFBZX00142A03

Color Type
A1,A2,A3,A3.5
B1.B2.B3
C1,C2,C3
D2,D3

Size:10.12.14.16.18.20.22.25 (mm)

KDF からジルコニアディスクが登場！

東ソーの原料を使用し国内生産した安心のジルコニアディスクです。
Zpex、Zpex Smile、に続き新たにZpex4を採用。幅広い症例に対応が可能です。



グラデーションHT
(前歯に最適)

Zpex Smile




グラデーションMT
(前歯～少数歯ブリッジに最適)

Zpex4



単色LT
(大白歯～多数歯ブリッジに最適)

Zpex



【5層グラデーション(HT.MT)】




エナメル 35%
グラデーションボディー 30%
サービカル 35%

独自技術により、グラデーションに段差の無いなめらかで美しい色彩を表現しました。HT・MT2種類のグラデーションディスクをご用意しており症例に応じて透過度、強度が選択できます。


【物性】

	HT	MT	MT	単色LT
焼成温度(°C)	1450	1450	1500	1450
密度(g/cm3)	6.04	6.07	6.07	6.08
ビッカース硬さ(HV)	1470	1470	1470	1470
曲げ強度(Mpa)	700	980	1100	1250

High Strength (曲げ強さ) ◎二酸化リチウムガラスセラミック
○陶材焼成用ポーセレン



High Translucency (透過度)



※グラデーションMTは焼成温度を変える事で曲げ強度が上がり、ブリッジケースから単冠迄幅広い症例でご使用して頂けます。

【Color & Size】	10mm	12mm	14 mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm
グラデーション (HT/MT)		A1, A2, A3, A3.5	B1, B2, B3	C1, C2, C3	D2, D3			
単色 (LT)								
ピュア (HT/MT/LT)								

【関連製品】

KDF CAD/CAMシステム




DWX-51D
22B3X10006000021

フリーダムHD
26B2X10018000040

ジルコム
26B2X10018000021

簡易サンドブラスター



CAD/CAM冠の内面処理に

ミニブラスター
26B2X10018M00091

リライニングサンド
26B2X10018M00092

歯科切削加工用レジン材料
CAD/CAM用ハイブリッドレジブロック



Brillo CAD-S Block
ブリージョ キャド エスブロック
229AHBZX00018000

製造販売元
デンケン・ハイデンタル株式会社
http://www.kdf.co.jp/ Email: denken@kdf.co.jp

エアウェスタグループ

■ お問い合わせ

西日本営業所
〒607-8187
京都市山科区大宅石都町 130
TEL.075-571-1000
FAX.075-572-9000

東日本営業所
〒115-0051
東京都北区浮間 3-24-11
TEL.03-3969-8000
FAX.03-3969-4567

九州営業所
〒812-0895
福岡市博多区竹下 4-7-27
TEL.092-710-5360
FAX.092-710-5361