

義歯床用ファイバー補強材（光重合型）

「SES ファイバーシステム」

新発売

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、アクリル床義歯の補強として、操作性に優れるファイバー状の義歯補強材を新発売させていただきます。操作方法・作製方法は吸引圧接したファイバーを光重合（紫外線）で硬化させ、レジン填入時に埋入します。義歯床の補強修理等にも効果を発揮します。色調はピンク色のため、目立ちにくく審美性に優れます。

何卒、宜しく願い申し上げます。

敬具

【用途】

加熱重合型アクリルレジン床及び流し込みレジン床の補強

【種類】

販売名	種類	用途
SES ファイバーシステム	SES メッシュ（メッシュシート状）	主に上顎用
	SES ファイバーパーシャル（バー状）	主に下顎用
	SES ファイバーリペアー（バー状）	破折修理・増歯用
SES フィルム	—	成型用フィルム

【発売日】 平成 27 年 11 月 5 日

【価格】

※下記価格は税抜きです。

商品番号	種類	包装	標準価格	GS1コード
7300	SES メッシュ（メッシュシート状）	3枚	12,000	4560230273002
7302	SES ファイバーパーシャル（バー状）	3本		4560230273026
7304	SES ファイバーリペアー（バー状）	2本	5,200	4560230273040
7306	SES フィルム	10枚	2,300	4560230273064

製造販売元:デンケン・ハイデンタル(株)
特定保守:非該当 設置管理:非該当

認証番号:227AHBZX00032000 管理医療機器(クラスⅡ)
一般的名称:義歯床補修用レジン



デンケン・ハイデンタル株式会社

マテリアル事業部

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1-20-14

TEL 072-961-8811(代表) FAX 072-961-8812