

義歯工程の驚くべき省力化と経済性

お湯で溶けるベースプレート

「メルトベースプレート」



新発売

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

義歯作製工程において、仮床となる従来のレジン系ベースプレートでは脱ろう時に熱湯で溶けないため、複雑な工程と無駄な手間がかかり、義歯のコストが高くなっておりました。その工程を簡素化できる画期的な製品“溶ける”ベースプレート「メルトベースプレート」を発売させていただきます。何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

- 従来のレジン系ベースプレートに代わる“お湯”で溶けるベースプレートです。
- 操作は軟化させた「メルトベースプレート」を圧接するだけ。研磨・撤去作業が要りません。
- さらに埋没を無開リンで行うことにより作業効率が上がり、高い経済効果が生まれます。

試験項目	パラフィンワックス	メルトベースプレート
形状	プレート状	プレート状
曲げ弾性率(硬化時)	99MPa	305MPa(約3倍)
融点	58℃	64℃(同程度)
軟化時の操作性(バーナ)	—	パラフィンワックスと同程度
熱湯での溶融時間	—	パラフィンワックスと同程度
無開リン脱ロウ試験	—	ツインキュア:問題なし だつろう君:問題なし

<発売日> 2015年12月1日

商品番号	品名	包装単位	標準価格	GS1コード
1880	メルトベースプレート	30枚	7,500	4560230218805

上記価格は税抜きです。

- ・製造販売元:デンケン・ハイデンタル株式会社
- ・一般的名称:歯科用ベースプレート
- ・クラス分類:(クラスI)一般医療機器
- ・届出番号:26B2X10018M00085
- ・特定保守:非該当
- ・設置管理:非該当



デンケン・ハイデンタル株式会社

マテリアル事業部

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1-20-14

TEL 072-961-8811(代表) FAX 072-961-8812